


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cd71/Receptor Da Transferrina Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P02786

Número do item: CM0027018



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o CD71/Receptor da Transferrina humano (TFRC, TFR1, p90). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Relevante para pesquisa em metabolismo do ferro e entrada viral - P02786.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho CD71/Receptor da Transferrina
Observações/Apelido	T9; TR; TFR; p90; CD71; TFR1; TRFR; IMD46; CD71/Receptor da Transferrina
Espécie	Humano
GeneID	7037
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-140 do CD71/Receptor da Transferrina humano (NP_001121620.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P02786
Peso Proteico	85kDa
Envio	Em saco de gelo