

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cd79B Para Wb, Ihc-P, Elisa - P40259

Número do item: CM0018904



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado contra CD79B humano (B29, Igbeta, AGM6). Validado para WB, IHC-P, ELISA; apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de sinalização do receptor de células B.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	CD79B Rabbit pAb
Observações/alias	B29; IGB; AGM6; Igbeta; CD79B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	974
GeneID	974
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 130-229 de CD79B humano (NP_000617.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P40259
Peso da proteína	26 kDa
Envio	Bolsa de gelo