


## Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Cd8A Para Wb E Elisa - P01731

Número do item: CM0018925



### introdução

Anticorpo policlonico de coelho contra CD8A (Lyt-2) de camundongo, validado para Western blot e ELISA. Reconhece o coreceptor de linfócitos T de 27 kDa, ideal para pesquisas de resposta imunológica e células T citotóxicas.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                       |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Nome do Produto      | CD8A Coelho pAb                             |
| Observações/Apelidos | Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2; CD8A              |
| Espécie              | Camundongo                                  |
| GeneID (Humano)      | 925                                         |
| GeneID (Camundongo)  | 12525                                       |
| Imunógeno            | Proteína recombinante de CD8A de camundongo |
| Origem               | Coelho                                      |
| Categoria            | Anticorpos Policlonicos                     |
| Aplicação            | WB, ELISA                                   |
| Reatividade Cruzada  | Camundongo                                  |
| SWISS                | P01731                                      |
| Peso da Proteína     | 27 kDa                                      |
| Envio                | Bolsa de gelo                               |