

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd90/Thy1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P04216

Número do item: CM0002795

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado a CD90/Thy1 (UniProt P04216) para western blot, imunohistoquímica e ELISA. Detecta a glicoproteína de membrana Thy-1 humana e de rato envolvida em interações célula-célula e sinaptogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD90/Thy1 mAb de coelho
Observações/Alias	CD90; CDw90; CD90/Thy1
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	7070
ID do Gene	7070
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 de CD90/Thy1 humano (P04216)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P04216
Peso Proteico	18 kDa
Envio	Bolsa de gelo