

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd90/Thy1 (Validado Por Kd) Para Wb, Fc, Elisa - P04216

Número do item: CM0007282

introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho de alta qualidade contra CD90/Thy1 humano (P04216), validado por KD. Ideal para western blot, citometria de fluxo e ELISA. Investiga interações célula-célula e sinaptogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] CD90/Thy1 mAb de Coelho
Observações/Apelido	CD90; CDw90; [Validado por KO/KD] CD90/Thy1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7070
GeneID	7070
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-130 do CD90/Thy1 humano (NP_006279.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P04216
Peso da Proteína	18kDa
Envio	Saco de gelo