

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cd90/Thy1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P04216

Número do item: CM0021221

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CD90/Thy1 humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Detecta a glicoproteína de membrana Thy-1 endógena em amostras humanas, de rato e de rato. Ideal para pesquisa em neurociência e imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD90/Thy1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	CD90; CDw90; CD90/Thy1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	7070
GeneID	7070
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-130 do CD90/Thy1 humano (NP_006279.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P04216
Peso Proteico	18kDa
Envio	Saco de gelo