


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd95 Para Elisa, Fc - P25446

Número do item: CM0006041



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho que visa o CD95/FAS de camundongo (aa 22-169). Validado para ELISA e citometria de fluxo. Reconhece o receptor de apoptose FAS em tecidos de camundongo. Ideal para pesquisa em apoptose e imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD95 Rabbit mAb
Observações/Apelido	lpr; APO1; APT1; CD95; TNFR6; Tnfrsf6
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	355
GeneID	14102
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-169 do CD95 (NP_032013.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	ELISA, FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P25446
Peso da Proteína	37kDa
Envio	Saco de gelo