

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd96 Para Wb, Fc, Elisa - P40200

Número do item: CM0007589



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD96 validado para Western blot, citometria de fluxo e ELISA. Reconhece o CD96 humano, um receptor de adesão de células T e NK envolvido em respostas imunes tardias. Adequado para pesquisa em interações de células imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb anti-CD96 de Coelho
Observações/Alias	Antígeno de superfície celular CD96; CD96
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10225
GeneID	10225
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-519 do CD96 humano (NP_937839.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P40200
Peso da Proteína	65kDa
Envio	Bolsa de gelo