


Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Cd97 (Adgre5) Para Wb E Elisa - P48960

Número do item: CM0028383



introdução

Anticorpo policlonado de coelho de alta qualidade direcionado ao CD97 (ADGRE5) humano. Validado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para estudos de adesão leucocitária, migração e doenças inflamatórias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD97 Rabbit pAb
Observações/Alias	CD97; TM7LN1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	976
GeneID	976
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 240-435 do CD97 humano (NP_001775.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P48960
Peso Proteico	92kDa
Envio	Bolsa de gelo