

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd97 Para Wb, Elisa - P48960

Número do item: CM0007119



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD97 para aplicações em WB e ELISA. Específico para CD97 humano, um GPCR de adesão envolvido na migração de leucócitos e nas respostas inflamatórias. Peso molecular previsto: 92 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-CD97
Observações/ Sinônimo	CD97; TM7LN1
Espécie	Humana
GeneID (humano)	976
GeneID	976
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-398 do CD97 humano (NP_510966.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	P48960
Peso da proteína	92 kDa
Envio	Bolsa de gelo