


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cdc16 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q13042

Número do item: CM0025708



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que visa o CDC16 (APC6) humano. Validado para WB, IHC-P e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para estudar a função do complexo APC/C, a regulação do ciclo celular e as vias de ubiquitinação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CDC16 Rabbit pAb
Observações/Apelido	APC6; CUT9; ANAPC6; CDC16Hs; CDC16
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8881
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 371-620 do CDC16 humano (NP_003894.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13042
Peso Proteico	72kDa
Envio	Saco de gelo