

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cdc34 Para Wb, Elisa - P49427

Número do item: CM0012630



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CDC34 humano (UBE2R1), validado para WB e ELISA. Reconhece a enzima conjugadora de ubiquitina E2 R1, essencial para a proteólise mediada por ubiquitina e regulação do ciclo celular. Ideal para pesquisas sobre vias de degradação de proteínas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CDC34 Rabbit mAb
Observações/Apelido	UBC3; UBCH3; UBE2R1; E2-CDC34; CDC34
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	997
GeneID	997
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-236 do CDC34 humano (P49427).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P49427
Peso Proteico	27 kDa
Envio	