

Anti-Cdk12 Rabbit Pab Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nyv4

Número do item: CM0018353



introdução

Anticorpo policlonal de CDK12 de coelho que visa a região N-terminal (aa 1-300). Aplicações: WB, IHC-P, ELISA. Reatividade: humano, camundongo, rato. Ideal para estudar o alongamento da transcrição e a estabilidade genômica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CDK12 Rabbit pAb
Observações/Apelido	CRK7, CRKR, CRKRS, CDK12
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	51755
ID do Gene	51755
Imunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 do CDK12 humano (NP_057591.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NYV4
Peso da Proteína	164kDa
Envio	Saco de gelo