


Anticorpo Policlonais Anti-Cdk16 Para If/Icc, Elisa - Q00536

Número do item: CM0024831



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CDK16 humano (PCTAIRE1, PCTK1) para IF/ICC e ELISA. Reatividade cruzada validada com humanos, peso alvo de 56kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CDK16 Rabbit pAb
Observações/Alias	PCTK1; PCTAIRE; PCTAIRE1; PCTGAIRE; CDK16
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5127
ID do Gene	5127
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 277-496 da CDK16 humana (NP_006192.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q00536
Peso Proteico	56kDa
Envio	Bolsa de gelo