

Anticorpo Policlonal Anti-Cdk19 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bwu1

Número do item: CM0023741

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a CDK19 humana, uma quinase componente do complexo Mediador envolvido na regulação transcricional. Validado para WB, IHC-P, ELISA; reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa em transcrição e quinases.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CDK19 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CDK11; DEE87; CDC2L6; EIEE87; bA346C16.3; CDK19
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	23097
ID do Gene	23097
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 250-350 da CDK19 humana (XP_005266928.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BWU1
Peso da Proteína	57kDa
Transporte	Saco de gelo