

Anticorpo Policlonal Anti-Cdk4 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P11802

Número do item: CM0017007



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CDK4 validado para WB, IF/ICC, IP e ELISA. Reage com CDK4 humano e de camundongo, uma quinase essencial do ciclo celular que regula a transição G1/S. Ideal para pesquisas sobre câncer e estudos do ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho contra CDK4
Observações/Apelido	CMM3; PSK-J3; CDK4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1019
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 200-303 de CDK4 humano (NP_000066.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P11802
Peso da Proteína	34 kDa
Envio	Bolsa de gelo