

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cdkn1A/P21Cip1 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P38936

Número do item: CM0024830



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao CDKN1A/p21CIP1 humano (p21). Validado para WB, IHC-P, IP e ELISA. Reage de forma cruzada com rato. Detecta uma banda em ~18 kDa. Ideal para pesquisa em câncer e ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CDKN1A/p21CIP1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	P21; CIP1; SDI1; WAF1; CAP20; CDKN1; MDA-6; p21CIP1; CDKN1A/p21CIP1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1026
ID do Gene	1026
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-164 do CDKN1A/p21CIP1 humano (NP_000380.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P38936
Peso da Proteína	18kDa
Envio	Em saco de gelo