

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cdkn2B Para Wb, Elisa - P42772

Número do item: CM0026581

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho CDKN2B (P42772) validado para WB e ELISA, reativo com humano, rato e rato. Ideal para pesquisa de ciclo celular e supressão tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	CDKN2B Coelho pAb
Observações/Apelido	P15; MTS2; TP15; CDK4I; INK4B; p15INK4b; CDKN2B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1030
Imunogênio	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-138 do CDKN2B humano (NP_004927.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P42772
Peso Proteico	15kDa
Envio	Saco de gelo