

Anticorpo Monoclonal Anti-Ceacam5 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P06731

Número do item: CM0002657



introdução

Anticorpo monoclonal de camundongo anti-humano CEACAM5 de alta qualidade, validado para WB, IHC-P e ELISA. Imunógeno recombinante (aa 35-685). Reconhece CEA/CD66e. Adequado para pesquisa de câncer, estudos de adesão celular e desenvolvimento de ensaios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Camundongo Anti-CEACAM5
Observações/Alias	CEA; CD66e; CEACAM5
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1048
ID do Gene	1048
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo os aminoácidos 35-685 da CEACAM5 humana
Fonte	Camundongo
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P06731
Peso da Proteína	77kDa
Envio	Bolsa de gelo