


Anticorpo Policlonal Anti-Cebpe Para Wb, Elisa - Q15744

Número do item: CM0029699



introdução

Anticorpo policlonal de coelho CEBPE validado para Western blot e ELISA. Reconhece CEBPE humano e de camundongo (31kDa), um fator de transcrição nuclear crítico para a transição promielócito-mielócito na diferenciação mieloide.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CEBPE Coelho pAb
Observações/Apêndice	CRP1; SGD1; IMD108; C/EBP-épsilon; c/EBP épsilon; CEBPE
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1053
ID do Gene	1053
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-190 do CEBPE humano (NP_001796.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q15744
Peso Proteico	31kDa
Envio	Em bolsa de gelo