


Anticorpo Policlonal Anti-Celf2 Para Wb E Elisa - 095319

Número do item: CM0029433



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a proteína humana CELF2, uma proteína de ligação ao RNA que regula o splicing, a estabilidade do mRNA e a tradução. Adequado para WB e ELISA, validado para uso em pesquisa em biologia do RNA e estudos de doenças neurológicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho CELF2
Observações/Apelido	ETR3; DEE97; ETR-3; NAPOR; CELF-2; CUGBP2; BRUNOL3; CUG-BP2; CELF2
Espécie	Humano
GeneID	10659
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 422-521 do CELF2 humano (NP_006552.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O95319
Peso Proteico	54kDa
Envio	Saco de gelo