

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cetn1 Para Wb, Elisa - Q12798

Número do item: CM0030812

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que reconhece a centrina-1 (CETN1) em humanos, camundongos e ratos. Validado para Western blotting (WB) e ELISA; ideal para estudos de centríolo e centro organizador de microtúbulos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CETN1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CEN1; CETN; CETN1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1068
ID do Gene	1068
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-172 da CETN1 humana (NP_004057.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q12798
Peso da Proteína	20kDa
Envio	Saco com gelo