

Anticorpo Policlonal Anti-Cgas Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8N884

Número do item: CM0030589



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra cGAS humano (sintase de GMP-AMP cíclico; MB21D1). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisa em imunidade inata e detecção de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	cGAS Coelho pAb
Observações/Apelido	MB21D1; h-cGAS; C6orf150; cGAS
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	115004
GeneID	115004
Imunógeno	peptídeo sintético Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 350-522 do cGAS humano (NP_612450.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8N884
Peso Proteico	59 kDa
Envio	Saco de gelo