

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cgb7 Para Wb, Elisa - P0Dn87

Número do item: CM0015221

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra a subunidade beta 7 da Coriogonadotropina humana (CGB7). Validado para Western blot (WB) e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato, rato. Ideal para pesquisa em biologia reprodutiva e gravidez.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CGB7 Coelho pAb
Observações/Apelido	CGB6; CG-beta-a; CGB7
Espécie	Humano
GeneID	94027
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-165 do CGB7 humano (NP_149133.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P0DN87
Peso da Proteína	18kDa
Envio	Saco de gelo