

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cgref1 Para Wb, Elisa - Q99674

Número do item: CM0015680

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o CGREF1, um regulador do crescimento celular e proteína de adesão. Adequado para WB e ELISA, reage cruzadamente com camundongo e rato. Útil para pesquisa em câncer e biologia celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CGREF1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CGR11; CGREF1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	10669
GeneID	10669
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-200 do CGREF1 humano (NP_006560.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q99674
Peso Proteico	33kDa
Envio	Saco de gelo