

Anticorpo Policlonais Anti-Cgrp Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P01258 / P06881

Número do item: CM0030279



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CGRP humano (peptídeo relacionado ao gene da calcitonina), adequado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de metabolismo de cálcio e neuropeptídeos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CGRP Rabbit pAb
Observações/Alias	CT, KC, PCT, CGRP, CALC1, CGRP1, CGRP-I, CGRP-alfa
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	796
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 49-128 do CGRP humano (NP_001029125.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P01258/P06881
Peso Proteico	13kDa/15kDa
Envio	Bolsa de gelo