

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Chchd1 Para Wb E Elisa - Q96Bp2

Número do item: CM0022702



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra CHCHD1 (proteína ribossômica mitocondrial mS37), validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com humanos e camundongos. Adequado para pesquisas com proteínas mitocondriais e ribossômicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	CHCHD1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	C2360, MRP-S37, C10orf34, CHCHD1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	118487
GeneID	118487
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-118 de CHCHD1 humano (NP_976043.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo
SWISS	Q96BP2
Peso da proteína	13 kDa
Envio	Bolsa de gelo