


Anti-Chd1 Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, Elisa - O14646

Número do item: CM0005326



introdução

Anti-CHD1 Anticorpo Monoclonal de Coelho validado para WB e ELISA. Tem como alvo o CHD1 humano, um remodelador de cromatina dependente de ATP envolvido na transcrição e no splicing. Ideal para pesquisas epigenéticas e de desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CHD1 Coelho mAb
Observações/Apelido	CHD-1; PILBOS; CHD1
Espécie	humano
GeneID	1105
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1510-1710 do CHD1 humano (NP_001261.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O14646
Peso da Proteína	197 kDa
Envio	Saco de gelo