

Anticorpo Policlonal Anti-Chd4 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14839

Número do item: CM0016346



introdução

Anticorpo policlonal de coelho CHD4 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Para estudos de remodelagem da cromatina e reparo de DNA. Swiss-Prot: Q14839.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CHD4 pAb Coelho
Observações/Apelido	CHD-4; Mi-2b; SIHIWES; Mi2-BETA; CHD4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1108
GeneID	1108
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1520-1690 do CHD4 humano (NP_001264.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14839
Peso da Proteína	218kDa
Envio	Saco com gelo