


Anti-Chk1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O14757

Número do item: CM0028010



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-Chk1 validado em WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta Chk1 humano, de camundongo e de rato (54 kDa). Ideal para pesquisa de ponto de verificação do ciclo celular e reparo de danos ao DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Chk1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CHK1; Chk1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1111
ID do Gene	1111
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 148-307 de Chk1 (NP_001265.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O14757
Peso da Proteína	54kDa
Envio	Saco com gelo