


Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Chmp1B Para Wb, Elisa - Q7Lbr1

Número do item: CM0025625



introdução

Anticorpo Policlonico de Coelho anti-CHMP1B para aplicações de Western blot (WB) e ELISA. Detecta CHMP1B humano, de camundongo e rato, um componente chave do ESCRT-III na triagem endossômica e citocinese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CHMP1B Rabbit pAb
Observações/Apelidos	Vps46B; C10orf2; C18orf2; CHMP1.5; Vps46-2; C18-ORF2; hVps46-2; CHMP1B
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	57132
ID do Gene	57132
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-199 do CHMP1B humano (NP_065145.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q7LBR1
Peso Molecular da Proteína	22kDa
Envio	Bolsa de gelo