


Anticorpo Policlonal Anti-Chmp6 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96Fz7

Número do item: CM0029974



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CHMP6 validado para WB, IF/ICC, ELISA; detecta CHMP6 humano e murino, um componente do ESCRT-III envolvido na triagem endossômica e formação de MVB. Ideal para pesquisa sobre tráfego de membranas e citocinese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CHMP6 Rabbit pAb
Observações/Alias	VPS20; CHMP6
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	79643
ID do Gene	79643
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 111-200 do CHMP6 humano (NP_078867.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q96FZ7
Peso Molecular da Proteína	23kDa
Envio	Bolsa de gelo