

Anticorpo Policloonal De Coelho Anti-Chn1 Para Wb E Elisa - P15882

Número do item: CM0025682



introdução

Anticorpo Policloonal de Coelho Anti-CHN1 validado para Western blot e ELISA, que reage com Humano, Camundongo e Rato. Desenvolvido contra proteína CHN1 recombinante, ideal para investigar o desenvolvimento neuronal e a orientação de axônios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CHN1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	NC, CHN, DURS2, ARHGAP2, RHOGAP2, CHN1
Espécie	Humano
GeneID	1123
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 da CHN1 humana (NP_001813.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P15882
Peso da Proteína	53kDa
Envio	Saco de gelo