

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Chrd Para Wb, Elisa - Q9H2X0

Número do item: CM0022149

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CHRD (Chordin) humano, validado para WB e ELISA. Adequado para reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa em biologia do desenvolvimento e sinalização de BMP.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CHRD Rabbit pAb
Observações/Alias	CHRD
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8646
GeneID	8646
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 686-955 do CHRD humano (NP_003732.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9H2X0
Peso Proteico	102kDa
Envio	Saco de gelo