

Anticorpo Policlonais Anti-Chrng Para Wb, Elisa - P07510

Número do item: CM0028088

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à subunidade gama do receptor de acetilcolina humano (CHRNA3). Validado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada para amostras humanas, de camundongo e rato. Adequado para aplicações de pesquisa em canais iônicos e junção neuromuscular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CHRNA3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ACHNA3; CHRNA3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1146
GeneID	1146
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 328-517 da CHRNA3 humana (NP_005190.4).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P07510
Peso da Proteína	58kDa
Envio	Bolsa de gelo