


Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Chtf18 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Wvb6

Número do item: CM0024489



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CHTF18 humano, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reconhece CHTF18 humano e de rato, um fator de coesão cromossômica. Ideal para estudos do ciclo celular e replicação de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CHTF18 Coelho pAb
Observações/Apelido	CHL12; Ctf18; RUVBL; C16orf41; C321D2.2; C321D2.3; C321D2.4; CHTF18
Espécie	Humano
GeneID (humano)	63922
GeneID	63922
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 794-975 do CHTF18 humano (NP_071375.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q8WVB6
Peso Proteico	107kDa
Remessa	Saco de gelo