


Anticorpo Policlonais Anti-Cib1 Para Wb, Elisa - Q99828

Número do item: CM0028384



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a CIB1 humana, validado para Western blotting (WB) e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e rato. Adequado para estudos de adesão celular, sinalização de integrinas e biologia do câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	CIB1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CIB; CIBP; KIP1; PRKDCIP; SIP2-28; CIB1
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	10519
GeneID	10519
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-191 da CIB1 humana (NP_006375.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q99828
Peso da Proteína	22kDa
Envio	Bolsa de gelo