

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cic (Capicua) Para Wb E Elisa - Q96Rk0

Número do item: CM0013996



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra o CIC humano (homólogo de capicua), adequado para aplicações de Western blot e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo. Útil para estudos do desenvolvimento do SNC e da repressão transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	CIC Rabbit pAb
Observações/Alias	MRD45; CIC
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	23152
ID do gene	23152
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1379-1608 do CIC humano (NP_055940.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	Q96RK0
Peso da proteína	164 kDa
Envio	Bolsa de gelo