


Anticorpo Policlonal Anti-Cisd2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N5K1

Número do item: CM0027393



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho contra Cisd2 validado para WB, IHC-P, ELISA, com reatividade cruzada com Humano, Camundongo e Rato. Alvo a proteína 2 contendo domínio ferro-enxofre CDGSH, um regulador chave da autofagia e proteína relacionada à expectativa de vida.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CISD2 pAb de Coelho
Observações/Apelidos	ERIS; WFS2; ZCD2; NAF-1; Miner1; CISD2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	493856
GeneID	493856
Imunógeno	Proteína recombinante de fusão que contém uma sequência correspondente aos aminoácidos 61-135 da CISD2 humana (NP_001008389.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8N5K1
Peso da Proteína	15 kDa
Envio	Bolsa de gelo