


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ck14 Para Wb, If, Elisa - P02533

Número do item: CM0023593



introdução

O anticorpo policlonal de coelho anti-CK14 é validado para WB, IF/ICC, IF-P e ELISA, com reatividade a CK14 humano, de camundongo e rato. Adequado para aplicações de pesquisa em biologia epitelial e dermatologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CK14 Rabbit pAb
Observações/Alias	KRT14; CK14; EBS3; EBS4; K14; NFJ; queratina 14
Espécie	Humano
GeneID	3861
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 372-472 da CK14 humana (NP_000517.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P02533
Peso da Proteína	51kDa
Transporte	Saco de gelo