

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cadeia Pesada De Clatrina Para Wb, Ihc, If, Ip, Elisa - Q00610 / P53675

Número do item: CM0010001



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta especificidade contra a cadeia pesada de clatrina humana (CLTC/CLTCL1; Q00610/P53675). Validado para WB, IHC, IF, IP, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisas de endocitose, mitose e autofagia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Cadeia pesada de clatrina mAb de Coelho
Observações/Apelido	Hc; CHC; CHC17; MRD56; CLH-17; CLTCL2; Cadeia pesada de clatrina
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1213/8218
ID do Gene	1213/8218
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200-300 da cadeia pesada de clatrina humana (Q00610).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q00610/P53675
Peso da Proteína	191kDa
Envio	Saco com gelo