

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Clon11 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O75508

Número do item: CM0017791

introdução

Anticorpo Policlonado de Coelho CLDN11 desenvolvido para aplicações WB, IHC-P, ELISA. Reconhece CLDN11 humano, de camundongo e rato, um componente de junções estreitas implicado na adesão intercelular. Ideal para estudos de neurobiologia e função de barreira.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CLDN11 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	OSP; OTM; HLD22; CLDN11
Espécie	Humano
ID do Gene	5010 (Humano)
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1-100 da CLDN11 humana (NP_005593.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O75508
Peso da Proteína	22kDa
Envio	Bolsa de gelo