


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Caspase 3 Clivada P12 Para Wb, Elisa - P42574

Número do item: CM0011993



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta especificidade direcionado ao fragmento de clivagem p12 da caspase-3 humana (P42574). Validado para WB e ELISA, suportando estudos de mecanismos de apoptose e desenvolvimento de biomarcadores.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Caspase 3 Clivada p12
Observações/Apelido	CPP32; SCA-1; CPP32B
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	836
ID do Gene	836
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 171-270 da Caspase 3 Clivada p12 humana (NP_004337.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P42574
Peso Molecular da Proteína	32 kDa
Envio	Em saco de gelo