

Anticorpo Policlonais Anti-Clec7A Para Wb, Elisa - Q9Bxn2

Número do item: CM0026675



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CLEC7A (Dectin-1) humano. Validado para WB e ELISA, tem reação cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de imunidade inata, reconhecimento fúngico e sinalização por beta-glucano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CLEC7A pAb de coelho
Observações/Alias	BGR; CD369; CANDF4; SCARE2; DECTIN1; CLECSF12; CLEC7A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	64581
GeneID	64581
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 140-240 do CLEC7A humano (NP_922938.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BXN2
Peso Proteico	28kDa
Envio	Saco de gelo