

Anticorpo Policlonal Anti-Clock De Coelho Para Wb, Elisa - O15516

Número do item: CM0028150



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao CLOCK humano (KAT13D/bHLHe8), validado para aplicações de Western blot e ELISA. Detecta CLOCK em amostras humanas, de rato e de camundongo. Adequado para estudos de ritmo circadiano e regulação transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CLOCK Rabbit pAb
Observações/Apelido	KAT13D; bHLHe8; CLOCK
Espécie	Humano
GeneID (humano)	9575
GeneID	9575
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 450-600 do CLOCK humano (NP_004889.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O15516
Peso Proteico	95kDa
Envio	Em saco de gelo