

## Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Clptm1 Para Wb E Elisa - 096005

Número do item: CM0011077

### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CLPTM1 humano (proteína transmembranar 1 da fenda labial e palatina). Adequado para Western blot e ELISA, com reação cruzada com humano. Para uso em pesquisa sobre o processamento de proteínas ancoradas em GPI e a sinalização GABAérgica.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do produto     | mAb de coelho anti-CLPTM1                                                                                  |
| Observações/alias   | CLPTM1; proteína transmembranar                                                                            |
| Espécie             | Humano                                                                                                     |
| ID do gene (humano) | 1209                                                                                                       |
| ID do gene          | 1209                                                                                                       |
| Imunógeno           | Um péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da CLPTM1 humana (096005) |
| Origem              | Coelho                                                                                                     |
| Categoria           | Anticorpos monoclonais                                                                                     |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                  |
| Reatividade cruzada | Humano                                                                                                     |
| SWISS               | 096005                                                                                                     |
| Peso da proteína    | 76 kDa                                                                                                     |
| Transporte          | Bolsa de gelo                                                                                              |