

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cntfr Para Wb, Elisa - P26992

Número do item: CM0029828



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o CNTFR humano, adequado para WB e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Permite o estudo da sinalização de CNTF, sobrevivência de neurônios motores e mecanismos de neuroproteção.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CNTFR Rabbit pAb
Observações/Apelido	CNTFR
Espécie	Humano
GeneID	1271
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 90-342 do CNTFR humano (NP_671693.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P26992
Peso Proteico	41kDa
Envio	Saco de gelo