


Anti-Col10A1 (Cadeia Alfa-1(X) De Colagénio) Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q03692

Número do item: CM0022846



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra COL10A1 humano (cadeia alfa-1(X) de colagénio), adequado para WB e ELISA. Útil para pesquisa sobre mineralização da cartilagem, ossificação endocondral e distúrbios de crescimento ósseo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	COL10A1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	COL10A1; cadeia alfa-1(X) de colagénio
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1300
GeneID	1300
Imunogénio	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q03692
Peso da Proteína	66kDa
Envio	Saco de gelo