


Anticorpo Policlonal Anti-Col4A4 Para Wb E Elisa - P53420

Número do item: CM0022788



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a cadeia alfa-4(IV) do colágeno humano (COL4A4), adequado para WB e ELISA. Ideal para estudos de biologia da membrana basal, síndrome de Alport e função glomerular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	COL4A4 Coelho pAb
Observações/Alias	BFH; ATS2; BFH1; CA44; COL4A4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1286
GeneID	1286
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1573-1690 da COL4A4 humana. (NP_000083.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P53420
Peso da Proteína	164kDa
Envio	Bolsa de gelo