

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Col5A1 Para Wb E Elisa - P20908

Número do item: CM0018702



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra COL5A1 humano (Cadeia alfa-1(V) do colágeno), validado para WB e ELISA. Detecta COL5A1 humano e de rato. Adequado para pesquisa de matriz extracelular e estudos de colágeno.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | pAb de Coelho COL5A1                                                                                               |
| Observações/Apelido | EDSC; FMDMF; EDSC1; COL5A1                                                                                         |
| Espécie             | Humano                                                                                                             |
| GeneID (Humano)     | 1289                                                                                                               |
| GeneID              | 1289                                                                                                               |
| Imunogênio          | Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 300-400 do COL5A1 humano (NP_000084.3) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                             |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                             |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                          |
| Reatividade Cruzada | Humano, Rato                                                                                                       |
| SWISS               | P20908                                                                                                             |
| Peso Proteico       | 184kDa                                                                                                             |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                       |